


¿Cómo revisar el Kardex?

1. En la barra lateral, haga clic en el menú “Inventario” y luego en la opción “Kardex / Conteo”.



2. **Seleccione el rango de fechas.**

En el apartado de Conteo seleccione el rango de fechas que desee revisar.


Conteo de consumos

Fecha Inicial	Fecha Final
06/01/2025	07/01/2025

Reporte

3. Haga click en Reporte para generar el reporte de Conteo de consumos.

El reporte se abrirá en otra pestaña, aquí podrá ver todos los estudios que fueron realizados en ese periodo de tiempo y todos los reactivos que estos consumieron



InadwareSoft
Ingeniería y Administración en Software

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS

Sucursal: Suc. Matriz Rdc
Tel: Tel:9999418889/Cel.9994519997

TOTAL DE REACTIVOS CONSUMIDOS

Del: 07/01/2025 Al: 07/01/2025

Abreviatura	Estudio	Total
Q1	GLUCOSA	156
Orden: 0020250107004		
	CURE Curita redonda	1 Pieza(s)
	GLU Glucosa	50 ml(s)
	JER Jeringa	1 Pieza(s)
Orden: 0020250107005		
	CURE Curita redonda	1 Pieza(s)
	GLU Glucosa	50 ml(s)
	JER Jeringa	1 Pieza(s)
Orden: 0020250107006		
	CURE Curita redonda	1 Pieza(s)
	GLU Glucosa	50 ml(s)
	JER Jeringa	1 Pieza(s)

Nota: Para que un estudio consuma reactivos primero se deben agregar dichos reactivos al estudio, para más información cheque el documento **“Cómo agregar un reactivo a un estudio”**.

Reactivos por estudio

Reporte

Agregar

Mostrar 10 entradas

Buscar:

Abreviatura	Estudio	Reactivos registrados	Total consumo	Acciones
Q1	GLUCOSA	3	52	<div><div></div><div></div><div></div></div>

Mostrando 1 a 1 de 1 entradas

Anterior

1

Siguiente